

MEDIAS DE TERAPIA DE COMPRESIÓN GRADUADA



MEDIAS UNISEX HASTA LA RODILLA-PUNTERA ABIERTA



COMPRESIÓN DE GRADO MÉDICO



INFORMACIÓN DEL MATERIAL

0875:
85% nailon y 15% elastano

0864 / 0865 / 0865S / 0845 / 0845S:
80% nailon y 20% elastano

CARACTERÍSTICAS

- Puntera abierta.
- Compresión terapéutica graduada.
- Soporte moderado, firme o extra firme.
- Estilo clásico y tela de punto suave que ayuda a ocultar condiciones poco estéticas.
- Disponible con banda suave y banda con puntos de silicona no constrictiva.
- Tallas estándar y extra grandes.

GUÍA DE TALLAS

	Circunferencia		Longitud Hasta
	Tobillo	Pantorrilla	Rodilla
Pequeño	7" - 8.25" (17.8 - 21 cm)	11" - 14" (27.9 - 35.5 cm)	MÁS GRANDE QUE 15" (38.1 cm)
Mediano	8.38" - 9.63" (21.2 - 24.4 cm)	13.5" - 16" (34.2 - 40.6 cm)	MÁS GRANDE QUE 15" (38.1 cm)
Grande	9.75" - 11" (24.7 - 27.9 cm)	15.5" - 18" (39.3 - 45.7 cm)	MÁS GRANDE QUE 15" (38.1 cm)
X-Grande	11.13" - 12.38" (28.2 - 31.4 cm)	17.5" - 20" (44.4 - 50.8 cm)	MÁS GRANDE QUE 15" (38.1 cm)
2X-Grande	12.5" - 13.75" (31.7 - 35 cm)	19.5" - 22" (49.5 - 55.9 cm)	HASTA 18" (45.7 cm)
3X-Grande	12.5" - 13.75" (31.7 - 35 cm)	21.5" - 24" (54.6 - 61 cm)	HASTA 18" (45.7 cm)
4X-Grande	13" - 14.25" (33 - 36.2 cm)	23.5" - 26" (59.7 - 66 cm)	HASTA 18" (45.7 cm)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Compresión	Descripción
0875	15 - 20 mmHg	Hasta la rodilla. Banda suave
0864	20 - 30 mmHg	Hasta la rodilla. Banda con puntos de silicona
0865	20 - 30 mmHg	Hasta la rodilla. Banda suave
0865S	20 - 30 mmHg	Hasta la rodilla. Banda suave
0845	30 - 40 mmHg	Hasta la rodilla. Banda suave
0845S	30 - 40 mmHg	Hasta la rodilla. Banda suave

COLORES

	
Negro Black	Café Brown
	
Gris oscuro Charcoal	Gris Grey
	
Beige Beige	Blanco White

	Indicación Médica	Uso	Aplicación
Suave 8-15mmHg	- Fatiga de la pierna. - Hinchazón leve de tobillo, pierna y pie.	Personas sentadas o de pie por largos períodos de tiempo; ideal para cuidados preventivos.	Fácil.
Moderado 15-20 mmHg	- Varices menores. - Varices menores durante el embarazo. - Piernas cansadas. - Inflamación leve del tobillo, pierna y pie. - Post cirugía.	Viajes, hinchazón menor, arañas vasculares, embarazo, varices menores; usuarios primerizos de medias de compresión terapéutica.	Fácil; puede requerir un esfuerzo leve.
Antiembolismo 18 mmHg	- Ayuda a reducir el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. - Convalecencia reclinada o confinada a la cama.	Personas con movilidad reducida, incapaces de caminar sin ayuda, o en cama, ambulación temprana después de la estancia hospitalaria.	Fácil; puede requerir un esfuerzo leve.
Firme 20-30 mmHg	- Piernas cansadas y adoloridas. - Varices moderadas. - Varices moderadas durante el embarazo. - Edema moderado. - Post escleroterapia y otras cirugías. - Ayuda a prevenir la recurrencia de ulceraciones venosas. - Tromboflebitis superficial.	Inflamación moderada o linfedema, TVP (Trombosis Venosa Profunda), post operatorio, embarazo, venas varicosas moderadas, se recomienda prescripción médica (rara vez se recomienda para el paciente diabético).	Puede requerir un esfuerzo leve a moderado.
Extra firme 30-40 mmHg	- Varices severas. - Edema severo. - Edema linfático. - Ayuda a prevenir y controlar ulceraciones venosas. - Insuficiencia venosa crónica. - Ayuda a prevenir el síndrome post trombótico. - Gestionar manifestaciones del Síndrome post trombótico (SPT). - Hipotensión ortostática. - Después de escleroterapia. - Post cirugía.	Inflamación severa o linfedema, TVP (Trombosis Venosa Profunda), post operatorio, embarazo, venas varicosas severas, no se recomienda su uso sin una prescripción médica (muy rara vez se recomienda para el paciente diabético).	Puede requerir un esfuerzo moderado a desafiante.

TRUFORM ES COMPRESIÓN EN 6 PUNTOS

Para ser terapéuticamente eficaces, las medias medicadas deben proporcionar una reducción de presión desde el tobillo hacia arriba.

TRUFORM cuenta con 4 puntos de compresión por debajo de la rodilla y 6 puntos en total para modelos hasta la cintura o muslo completo, asegurando una distribución precisa del gradiente de presión.



NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.