

LÍNEA DE MONITOREO

TIRAS DE PRUEBA

ADVOCATE®

ÍTEM: BMB-002



ADVERTENCIAS

- No use tiras expiradas.
- Estas tiras sólo se deben usar en Monitores Advocate Redi-Code.
- Cierre el envase inmediatamente después de sacar una tira.
- Flúor: No usar sangre que contenga flúor como preservante.
- Acido Yodo acético: No usar sangre que contenga Acido Yodo acético como preservante.
- Recién Nacidos: No se recomienda el uso de este medidor en recién nacidos.
- Resultados: Alta densidad de Vitamina C o ácido úrico puede influir en el valor de la glucosa.
- Hematocrito: Hematocrito por encima de 60% puede causar resultados bajos de glucosa. Hematocrito inferior al 20% pueden causar resultados altos de glucosa.

NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de análisis:	Electroquímica
Características Físicas	
Dimensiones	30.9 mm x 60.58 mm
Conector (pines)	6
Material	
Material Base	PET
Capa conductora	Ag & Carbón
Electrodo	Carbón
Componentes Químicos	
Enzima	Glucosa Oxidasa
Mediador	Transporte de electrones
Otros	Ingredientes no reactivos
Función	
Muestra de prueba	Sangre completada
Tamaño de la muestra	1 QL
Tiempo de la prueba (seg.)	5 seg. / 7 seg.
Desempeño	
Rango lineal	20-600 mg/dL - (1.1~33.3 mmol/L)
Precisión	CV < 5%
Exactitud	<75 mg/dL ± 15mg/dL ; ≥75mg/dL ± 20%
Condiciones Ambientales	
Funcionamiento (Temp. / Hum.)	10°C - 40°C bajo 85%
Almacenamiento (Temp. / Hum.)	4°C - 40°C bajo 85%
Estabilidad	
Vial abierto (días)	90 días
Vial sin abrir (meses)	24 meses

NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.